


Réserve Magnétique (réf RP...M)




Référence	Charge	Pour ancrés	A	B	C	Magnétisme installé
RP025M	2.5 T	1.4T – 2.5 T	44	90	48	30 daN
RP050M	5 T	4 T – 5 T	53	115	62	50 daN
RP100M	10 T	7.5 T – 10 T	70	160	87	100 daN

Réserve en polyuréthane avec aimant incorporés.



Elle est destinée à être positionnée sur un moule métallique.

3.2. Accessoires complémentaires aux réservations

a) Plaque de maintien



Référence	Charge	A	B	ØD
PLM025	2.5 T	70	15	10
PLM050	5 T	85	30	10
PLM100	10 T	125	45	12



La plaque de maintien peut être clouée, vissée, soudée ou collée au coffrage. Elle permet le maintien de la réservation élastomère lors du coulage du béton.